VRepro

ACTUALIZACIÓN

Version 25.3

NOVEDADES:

- AGENDA
- PRUEBAS
- <u>SEGUIMIENTO DE EMBARAZO</u>
- BANCO DE CRIOGENIZADOS
- HISTORIAS
- **DONANTES**
- CHECKLIST
- CONFIGURACIÓN MAESTROS: TIPOS DE PGT
- NUEVO BOTÓN "ENVIAR POR EMAIL"
- WHATSAPP


AGENDA


Buscador de huecos de cita libres

Permite localizar de forma automática los huecos disponibles en las agendas optimizando la gestión de citas, filtrando por los diferentes campos (profesional, sala, concepto de cita...). Los filtros obligatorios para que busque los huecos libres son: Profesional o Especialidad, y Concepto de Cita.


 Desde Agenda: Clicamos en "Buscar hueco" y se abre una nueva ventana con los huecos disponibles según filtremos. Además, podremos ver las citas que ya tiene agendadas el profesional seleccionado.

Versión 25.3






Desde Historia: En el Menú Citas, podemos darle al botón "Buscar hueco" para citar al paciente.



Botón "Ver citas adicionales de la historia" en la misma fecha seleccionada:

Cuando vamos a agendar una cita, tenemos un nuevo botón al lado del campo NHC, que despliega una pequeña ventana donde se pueden ver cuántas citas adicionales tiene la paciente asociadas en ese mismo día.




PRUEBAS

Asociar cita en el laboratorio de análisis clínicos


Nuevos botones "Asociar cita existente" y "Programar para ahora":

Podemos asociar una cita existente (ya agendada en esa historia) a una prueba, o podemos programar la prueba al momento, de manera que se creará una cita el mismo día y a la misma hora en la que estás creando esa cita:

Versión 25.3




En la pestaña "**Observaciones**" se ha incluido un botón para añadir plantillas de texto.



SEGUIMIENTO DE EMBARAZO


Nuevo check "Complicaciones" para incluir observaciones. Cuando marcamos el check, se habilita un campo de texto:



BANCO DE CRIOGENIZADOS

Nuevos campos: LOTE y CADUCIDAD de los Soportes

Desde cualquier Asistente de Vitrificación, cuando congelamos cualquier tipo de muestra, podremos añadir el Lote y la Caducidad de los Soportes a congelar:




Además, veremos esos nuevos campos añadidos en la muestra congelada:

	uardar		
Criopreservado		Propietario / Destinatario	
Id	1.296		-
Profesional	·	NH 0000160 Q 88 Tipo pelo: - KIR Color pelo: -	-
* Tipo Criogenizado	Embrión	NHC Color ojos: Rh:	
Día congelación	+5	Edad 45 Grupo: -	
Q Embrión	A ~		
Disponibilidad	Uso propio 💙	Origen ovocitos: Donante Ovocitos VRepro	Or
PGT		Código donante Grupo étnico: - Cariotipo: - Piel: - HLA-C: -	
Localización		Edad 0 Tipo pelo: - KIR - Color pelo: -	
Delegación	IVF WORLD	Origen ovocitos Donante Color ojos: Rh:	
* Contenedor	Banco embriones	Grupo: -	
* Canister	EMB 2		
Gobelet	1	Entrada	
Color Gobelet	BLUE	* Fecha Entrada 12/06/2025 💙 * Origen Traslado	•
Soporte	Cryotop	Hora Congelación 00:00 🗘 Id Origen 0 Q Ver Origen	1
Color Soporte	AMARILLO	Fecha Vitrificación Externa	
* Nº Soporte	1	Centro Traslado Origen	
* Identificador	demo	Motivo / Observación	
* Nº Embrión / Ovoci	ito 2		
Lote soporte		Medio de congelación Referencias	
Caducidad soporte	~	Medio Referencia	
Observaciones		Lote Número SEC	
		Fecha Caducidad Medio	

Nuevo tipo de criopreservado para congelar: PRP (Plasma Rico en Plaquetas)

Versión 25.3

- Sólo desde Muestras de Criopreservados de la Historia, podremos recibir congelados de tipo PRP:




☐ Asiste	nte de Co	ngelación											
	ptar												
General													
Tipo Crio	ogenizado		_	Medio Cong.				~	B				
Identifica	ador	Biopsia Testicular	d 0	Lote medio			Fecha Caducio	dad Med	lio		~	Fecha Vitrificación	Exte
Fec. Ent	rada	Embrión					T COTO COOCO	add McC				r corid via medicion	
,		Ovocitos		Centro Traslado Origen	_								
		Semen		Motivo / Observación									
Propieta	rio / Dest	PN Tejido Ovárico											
Historia	0000201	PRP											
Pareja Localizac	ción Criop	reservado							~] [6	38 (3)			
AP C	Contenedor	Canister		Gobelet 80	~	Color Gobelet	So	porte (Color Sopor	rte 🗸			
	ngelar	Deshacer Sele	er Pasada al Ba eccionados	anco									
Congelad	los												
Id	· •	F. Entrada Edad	No T	ipo Criogenizado Co	ntene	dor del Bancı Car	nister (Gobele	t C	olor gobel	let	Soporte	I


Para descongelar una muestra de PRP, podremos sacarla en los Ciclos de FIV Estimulación, Gestación Subrogada y de Preparación Endometrial, marcando en "Información Adicional" el check de PRP. Le damos a "Sacar del Banco" y asociamos la muestra que necesitemos:

✓ Aceptar	☐ Guardar X Cancelar Deliminar ☐ Opciones ☐ Programar Citas ☐ Informes								
0	Mujer Prueba, 45 NH:; Tif:: G: P: A: E: Serología: Ovo. Vit.: 0; Emb. Vit.: 2		MUJER DEMO PRUEBA, 37 NH: ; Tlf.: 658856987 G:0 P:0 A:0 E:0 Serologia: 16/06/2025 Ovo. Vit.: 16; Emb. Vit.: 5						
General Cheddist Evolución Documentos Cargos									
↑ Información del Ciclo									
Id 382 Fecha 22/09/2025 V Estimulación Propia									
Profesional	Profesional DEMO Profesional Diagnóstico								
	5n Propia V								
Delegación									
	(22/09/2025)								
② Cido	☐ Ecografía basal 🌋 Complicaciones 🕒 Estudios								
Cido	2 Tipo de Cido Espontáneo V	Información adicional							
Protocolo	Espontaneo	Scratching	☐ Activación por Calcio ✓ PGT previsto						
Técnica	icsi		■ Matching genético ■ PGT realizado						
Tipo Semen	● Semen Donante ✓ Estado Pedido de Semen ✓ Tipo Semen respaldo ✓		Matching genético manual Maduración in vitro de ovocitos						
Peso	0,00 Altura 0,00 IMC 0,00 AMH	Vitrificación electiva	Cultivo largo HCG Intraútero Hatching Asistido Cultivo Ac. Halurónico						
		✓ PRP Sacar del Banco Ver muestras	Hatching Asistido Cultivo Ac. Halurónico						

Nuevo asistente para cambiar la Disponibilidad de las muestras dentro del botón "Ver muestras criopreservadas"

Desde las opciones, seleccionaremos todas aquellas muestras que queramos cambiar su Disponibilidad a la vez:





HISTORIAS Versión 25.3


Pacientes

Desde el Menú Resumen, veremos la información de la paciente referida a Betas positivas, Gestaciones clínicas y nacidos vivos (éstas dos últimas sólo serán contabilizadas aquellas que se han registrado en VRepro, no de ciclos externos anteriores):



DONANTES Versión 25.3


Desde el Menú Receptoras, veremos la información de la donante referida a Betas positivas, Gestaciones clínicas y nacidos vivos (tanto de ciclos externos anteriores como los registrados en VRepro):




CHECKLIST

Ahora vamos a poder parametrizar como "Pack de Serologías" o "Pack de Serologías PCR", tantos packs de productos como queramos para las muestras de Serologías, marcando uno de los checks dentro de cada pack que creemos para ello, de manera que podremos solicitar diferentes tipos de Serologías, según sean pacientes mujer o varón, donantes, etc.

Para ello, lo haremos desde "Estructura - Maestros - Administración - Packs de Productos":






CONFIGURACIÓN MAESTROS: TIPOS DE PGT

Hemos creado un nuevo Maestro desde "Estructura - Maestros - Laboratorio de Biología" - para configurar "Tipos de PGT".


Además de los Tipos de PGT que ya tenía el campo desplegable en VRepro, hemos abierto la opción de que cada clínica pueda añadir nuevos tipos de PGT según su necesidad, desde la configuración de Maestros:



NUEVO BOTÓN "ENVIAR POR EMAIL"

Hemos añadido el botón "Enviar por Email" en todas aquellas pantallas de VRepro que contengan documentos y pudieran enviarse.

Desde: Inseminación Artificial, FIV Estimulación, Preparación Endometrial, Ovodonación Diferida, Ciclos de Pruebas, Ciclos Externos de Donantes, Centros de Reproducción, Documentos dentro de la Historia.



WHATSAPP

Hasta ahora contábamos únicamente con la integración gratuita de WhatsApp en VRepro. A partir de ahora, también está disponible la opción de integrar WhatsApp Business.

La principal diferencia es que, mientras que la versión gratuita permite el envío de mensajes únicamente de forma manual, con WhatsApp Business podrás programar recordatorios de citas automáticos, lo que te permitirá ahorrar tiempo y mejorar la gestión de tus comunicaciones con los pacientes.

Para más información, no dudes en contactar con nosotros a través de: soporte@vrepro.es

VREDIO Get ahead of the curve. Gain efficiency



naturalsoft.es



soporte@vrepro.es



(+34) 958 542 015

